

美しい人生を、かなえよう。



YAHATA DENTAL 八幡デンタル器材株式会社

八幡デンタル器材株式会社

タカラベルmont株式会社

TAKARA FAIR 2024

八幡デンタル器材株式会社

会場 福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町1-1-17
TEL : 093-614-1331

開催日時 2024.2.18 [9:00~16:00]

特別価格の適用期間は2024年
4月26日(金)ご注文分までとなります。

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。
さて、この度八幡デンタル器材株式会社とタカラベルmont株式会社の
コラボフェアを開催させていただき運びとなりました。
歯科用ユニットをはじめ、歯科用CTや口腔内スキャナーなどの多くの
製品を特別価格にてご提供いたします。
シェルト、ベルキュールなどの製品を展示しますので、
この機会に是非ご来場いただきますようお願い申し上げます。

タカラベルmont展示製品のご紹介

歯科用ユニット

CIERTO

シェルト



タカラベルmontが考える、
これからのスタンダードユニット。




歯科用ユニット

BELCURE


ベルキュール

機能とコストを迫及した、
ベーシックキュアユニット。



TAKARA SPACE DESIGN CORP.

歯科医院の設計、施工は、タカラスペースデザイン。
部分改装から新装・全面改装まで、
さまざまなプランをご提案しています。
<https://www.takara-s-d.com>



開業相談ブース

当日は、開業相談ブースもご用意しております。
先生方のお悩みにお応えします。



歯科医院づくりをトータルにサポート

患者さんや生活者のニーズに
応える新しい医院づくりを
お手伝いします。



医療から美容まで
幅広く設計施工を
手掛けております

タカラベルmont株式会社

<https://www.takara-dental.jp>

【大阪本社】 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL:(06)6212-3602

【東京本社】 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 TEL:(03)3405-6877

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-7-38 TEL:092-411-2746

修理および点検受付窓口 コールセンター TEL(0120)194-222 [フリーダイヤル]

*コールセンターはタカラベルmont株式会社が修理および点検を委託するベルmontコミュニケーションズ株式会社の受付窓口です。



YAHATA DENTAL 八幡デンタル器材株式会社

福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町1丁目1-17

販売名	一般的名称	届出・認証番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
シェルト	歯科用ユニット	227AFBZX00036000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社
シェルト チェア	歯科診療・治療用チェア	27B1X00042001038	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社
ステラライトワーク	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社
ベルキュール	歯科用ユニット	224ACBZX00053000	管理	該当	該当	ベルmontテクノロジー株式会社
クレール チェア	歯科診療・治療用チェア	27B1X00042001022	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社

特別価格対象製品のご紹介

歯科用CT

ベルクロス
BEL-X

位置付け補助機能 1

「2方向カメラスカウト」と「自動調整ヘッド」



患者さんの正面と側面に備え付けられたカメラで、2方向からの顔貌撮影を行います。タッチパネルでの画面操作と連動して、撮影装置が位置を合わせるため、患者さんは動く必要がありません。


タッチパネルで容易に位置付け

カメラ画像はタッチパネル画面に表示されます。



位置付け補助機能 2

患者さんが自然により姿勢をとってくれる「視線マーカ」



パノラマ撮影の位置付けの際、チンレストに顎を乗せ、バイトピースをくわえた状態で視線マーカを見ていただくことにより、自然にフランクフルト平面が水平に近づきます。



バクテリア・セルフチェッカー
ミルキン

ブラークや磨き残しをスマホで簡単チェック。

製品ページはこちら▼



口腔内スキャナー
TRIOS 4

「光学式う蝕検出機能」搭載。診療環境に応じて、有線と無線を使い分けることができます。

製品ページはこちら▼



CO₂レーザー

PLUS
Bel Laser +
ベルレーザープラス

タッチパネルでシンプル操作。使いやすさを追求したガイド光モデル。

製品ページはこちら▼



顕微鏡

Dental Microscope
e A r i a

軽い操作性と確かな診療。

製品ページはこちら▼



販売名	一般的名称	認証・承認番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルクロス BEL-X	デジタル歯科用/パノラマ・新撮影X線診断装置(アーム型X線CT診断装置)	230AGBZX00055000	管理	該当	該当	タカラメディカル株式会社
TRIOS 4 オールシステム	デジタル印象採得装置	30200BZ100027000	管理	該当	非該当	3Shape Japan合同会社

・タカラベルmont株式会社 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ・タカラメディカル株式会社 〒661-0962 兵庫県尼崎市扇田町5-15 ・ベルmontテクノロジー株式会社 〒136-0072 東京都江東区大島8-19-13
・3Shape Japan合同会社 〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目11番2号SHINKOH西麻布ビル8階 ・名南歯科貿易株式会社 〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町2-26

YAHATA DENTAL
八幡デンタル器材株式会社

八幡デンタル器材株式会社

タカラベルmont株式会社

TAKARA FAIR 2024

歯科用ユニット

Rapport-i
(ラポールi)

かかりつけ歯科時代の
コミュニケーションデンタルユニット。

to the Movie

製品ムービーはこちら▼



歯科用CTに更なる「動き」を。

to the Movie

製品ムービーはこちら▼



YAHATA DENTAL
× TAKARA BELMONT

[協賛]

ASAHIROENTGEN
Imaging new visions.

NHOSA
アエザ

株式会社 東京技研

各社選りすぐりの製品を展示いたします。

特別価格にてご提供いたします!

特別価格の適用期間は
2024年4月26日(金)
ご注文分までとなります。

販売名	一般的名称	届出・認証番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ラポールi	歯科用ユニット	229AFBZX00021000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社
ラポールi チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001040	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社
ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社

販売名	一般的名称	届出・承認番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルレーザー エアリア	炭酸ガスレーザー 可搬型手術用顕微鏡	21700BZ200348000 23B2X10023000415	高度 一般	該当 該当	該当 非該当	タカラメディカル株式会社 名南歯科貿易株式会社